

Wybierz aparat dostosowany do Twoich potrzeb



Tensoval® duo control:

Dla użytkowników, którzy kładą duży nacisk na najwyższą precyzję pomiaru.



Tensoval® comfort:

Klasyczny aparat do komfortowego pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu.



Tensoval® mobil:

Dla użytkowników, którzy pragną kontrolować swoje wartości ciśnienia krwi w łatwy i wygodny sposób w domu i poza nim.



Tensoval® compact:

Półautomatyczny aparat do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu.

Masz pytania?

Nie wahaj się, zadzwoń na naszą bezpłatną infolinię: 0 800 26 96 36 (8:00 - 16:00)

Dowiedz się więcej o ciśnieniu krwi na: www.tensoval.pl

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
www.hartmann.pl



Tensoval®
duo control

Jak u lekarza,
ale w domu.

Precyzyjny pomiar ciśnienia.



NOWA GENERACJA



Tensoval®
duo control

NOWA GENERACJA



Zalety:

- **Wysoka jakość** urządzenia: w pełni automatyczny ciśnieniomierz naramienny z 5 letnią gwarancją.
- **Precyzja:** wysoka dokładność pomiarów dzięki technologii Duo Sensor.
- **Wiarygodność:** wykrywa i sygnalizuje objawy arytmii serca.
- **Komfort:** dzięki zastosowanej w urządzeniu technologii Comfort Air, pomiar ciśnienia przebiega w łagodny i przyjemny sposób.
- **Bezpieczeństwo:** aparat klinicznie zatwierdzony, poddany szczegółowym badaniom klinicznym i posiadający rekomendację międzynarodowych towarzystw zraszających specjalistów ds. nadciśnienia tętniczego.
- **Profesjonalizm:** aparat stosuje się do wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) i rozróżnia wartości pomiarów dokonywanych rano i wieczorem.
- **Wygoda:** użytkowania i intuicyjna obsługa.
- **Inteligencja:** aparat może być podłączony do komputera poprzez port USB, dzięki czemu może nastąpić przeniesienie danych, ich zachowanie i dalsza analiza.

Jak u lekarza, ale w domu.

Niezawodny pomiar ciśnienia.

Wysokie ryzyko.

Jedną z chorób cywilizacyjnych XXI wieku jest nadciśnienie tętnicze, które ze względu na duże ryzyko powodowania niebezpiecznych chorób układu krążenia wymaga regularnego i dokładnego kontrolowania ciśnienia krwi. Choroby serca i układu krwionośnego są obecnie najczęstszą przyczyną zgonów w Europie.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Tensoval® duo control to najlepszy sprzymierzeniec w regularnej i precyzyjnej kontroli ciśnienia krwi. Ten w pełni automatyczny aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu jest wyposażony w wyjątkową technologię Duo Sensor.

Technologia Duo Sensor to połączenie dwóch metod pomiaru ciśnienia krwi: klasycznej osłuchowej, stosowanej w gabinetach lekarskich i oscylometrycznej. **Dzięki zastosowaniu tej podwójnej techniki pomiaru aparat zapewnia precyzyjne wyniki ciśnienia tętniczego także w przypadku pacjentów z arytmia.**

Poznaj zalety aparatu do pomiaru ciśnienia krwi Tensoval® duo control.



Łagodny pomiar ciśnienia.

Dokładny pomiar ciśnienia krwi nie tylko w gabinecie lekarskim:

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii Duo Sensor, samodzielna, regularna i precyzyjna kontrola wartości ciśnienia krwi w dowolnym miejscu i o dowolnej porze dnia nie jest już problemem.

Jeszcze bardziej praktyczny niż kiedykolwiek dotąd:

W ciśnieniomierz wbudowany jest port USB, dzięki któremu możliwe jest podłączenie aparatu do komputera.

Zestaw: kabel USB i oprogramowanie dostępne jest jako wyposażenie dodatkowe. Taki zestaw umożliwi pacjentowi przechowywanie i zarządzanie wynikami pomiarów w prosty i wygodny sposób, a lekarzowi ich analizowanie.

Bez pośpiechu:

Obsługa urządzenia jest prosta, dzięki czemu może być ono dedykowane również osobom starszym. Wyraźnie oznaczone przyciski, intuicyjne menu i czytelny wyświetlacz pozwalają na uzyskanie wiarygodnych wyników w zaciszu domowego ogniska.



Istotna wskazówka:

Aparat wykrywa i sygnalizuje objawy arytmii serca. Jeżeli w czasie prawidłowo przeprowadzanych pomiarów symbol nieregularnej pracy serca ukazuje się dość często, jest to istotna informacja dla pacjenta i lekarza.

Prosto i przyjemnie:

Dodatkowy uchwyt oraz wycięcie w mankiecie pomagają w prawidłowym jego ułożeniu. Ponadto technologia Comfort Air zapewnia przyjemny i komfortowy pomiar. Mankiet jest dostępny w małym (obwód ramienia 17-22 cm), średnim (obwód ramienia 22-32 cm) i dużym rozmiarze (obwód ramienia 32-42 cm).

Ku pamięci:

Aparat zapisuje 60 wyników dla 2 użytkowników łącznie z datą i godziną pomiaru. Tensoval® duo control stosuje się do wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i rozróżnia wartości pomiarów dokonywanych rano i wieczorem. Ponadto wylicza wartości średnie ze wszystkich pomiarów, a także osobno z pomiarów porannych i wieczornych. W ciągu dnia poziom ciśnienia krwi ulega zmianie, dlatego w przypadku farmakologicznego leczenia nadciśnienia, informacje te mogą być bardzo pomocne lekarzowi.



Technologia Duo Sensor. Lekarska precyzja pomiaru ciśnienia w Twoim domu.

To jedyny ciśnieniomierz, który funkcjonuje w oparciu o metodę oscylometryczną jak i osłuchową, która wykorzystywana jest przez specjalistów w gabinetach lekarskich. Tensoval® duo control zapewnia precyzyjne wyniki ciśnienia tętniczego krwi również w przypadku pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Arytmia u pacjentów może prowadzić do błędnych odczytów. U pacjentów z arytmia pomiar ciśnieniomierzem pracującym wyłącznie w oparciu o metodę oscylometryczną może prowadzić do błędnych odczytów.

UNIKATOWA TECHNOLOGIA

Technologia Comfort Air. Komfort pomiaru.

Technologia, która umożliwi indywidualne dopasowanie poziomu ciśnienia powietrza w mankiecie. Pomiar staje się przyjemniejszy i wygodniejszy dla każdego użytkownika.

TECHNOLOGIA COMFORT AIR

